Relentless Innovation
for your diagnostic confidence

SAMSUNG

Spotkanie szybkości z jakością



EVO Q10

Aparat ultrasonograficzny EVO Q10 to odpowiedź na wyzwania w obrazowaniu USG w placówkach opieki medycznej



Łatwość czyszczenia i dezynfekcji

Stworzony z myślą o różnych wymaganiach placówek opieki medycznej

Konstrukcja zorientowana na użytkowników z placówek opieki medycznej

Usprawniony przepływ pracy

Łatwość czyszczenia

Wodoodporny panel sterowania o stopniu ochrony IP22 zaprojektowany, by sprostać wymaganiom codziennej praktyki klinicznej i materiały odporne chemicznie zapewniają długoterminowo skuteczne zapobieganie zakażeniom.



Niezawodność mimo zalania cieczą

Niezawodna ochrona o klasie IP22 przed typowymi płynami, takimi jak krew czy żel.

* Chociaż aparat EVO Q10 jest dostępny zarówno z trackpadem, jak i tradycyjną kulką, wodoodporność o klasie IP22 dotyczy wyłącznie konfiguracji z trackpadem.

Odporność na środki dezynfekcyjne


Dowiedziona kompatybilność z szeroką gamą medycznych środków dezynfekcyjnych.

Stworzony z myślą o różnych wymaganiach placówek opieki




Do opieki w nagłych wypadkach i intensywnej terapii

Szybka i dokładna ocena w nagłych wypadkach, gdy liczy się czas – dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji



Przyspieszenie pomiarów kardiologicznych dzięki zmniejszeniu liczby naciśnięć klawiszy nawet o 90%




Automatyzacja dokumentacji dzięki standardowym wizualizacjom w czasie rzeczywistym w protokołach EM/CC



Do znieczuleń

Wyraźna wizualizacja nerwu docelowego dla zapewnienia bezpiecznego i precyzyjnego znieczulenia




Automatyczne detekcja i śledzenie nerwu w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia precyzji zabiegu

Segmentacja nerwów w blokadzie ISBP w funkcji DualLive




Do układu mięśniowo-szkieletowego

Wizualizacja drobnych struktur anatomicznych w wysokiej rozdzielczości dla bardziej pewnej oceny diagnostycznej



Boczna część łokcia z indeksem unaczynienia w funkcji MV-Flow™ 1




Łydka w funkcji Panoramic+ 1



Rozwiązania do zabiegów pod kontrolą USG

Inteligentne narzędzia do wydajnego nadzorowania zabiegów



Lepsza widoczność końcówki igły to pewność i precyzja podczas zabiegów



Sterowanie systemem bez użycia panelu dla utrzymania koncentracji i sterylności podczas zabiegów



Smukła sonda L3-22 1 poprawia precyzję i komfort wykonywania zabiegów




Doskonała czułość ekranu dotykowego, nawet przy stosowaniu sterylnych osłon lub rękawiczek

Znakomita jakość obrazu


to szybsza i pewniejsza diagnostyka



Wiele torbieli wątroby



Nerka w funkcji MV-Flow™ 1



Widok koniuszkowy 4-jamowy w trybie Color Doppler

Konstrukcja zorientowana na użytkowników z placówek opieki medycznej






Wytrzymała konstrukcja


Odporność zwiększona dzięki nawet 2,5-krotnie wytrzymalszej ramie magnezowej gwarantuje niezawodne działanie w nieprzewidywalnych sytuacjach

* W porównaniu z poprzednim modelem



Elastyczne pozycjonowanie

Elastyczne pozycjonowanie z regulacją wysokości w zakresie 300 mm i pochyleniem w zakresie 20-60°, zapewniające optymalny dostęp w różnych środowiskach klinicznych



Kompaktowa i mobilna konstrukcja

Kompaktowa, mobilna konstrukcja zapewniająca wyjątkową zwrotność nawet w ograniczonych przestrzeniach



Długi czas zasilania z akumulatora [1]

Prawie cały dzień pracy na jednym ładowaniu


* Do 7 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym podczas skanowania na żywo; rzeczywista wydajność może zależeć od sposobu użytkowania i środowiska.

Usprawniony przepływ pracy



Usprawnia przepływ pracy dzięki lustrzanemu ekranowi dotykowemu

MirrorTouch™



ROZWIĄZANIE O JEDNYM KLIKNIĘCIU

·Płuca ·FAST ·Osierdzie ·Aorta ·Penetracja

Przyspieszona optymalizacja obrazu 2D jednym dotknięciem

EzStructure™

Zintegrowane rozwiązania IT dla ekosystemu USG



Rozwiązanie do udostępniania obrazów w czasie rzeczywistym i zdalnego sterowania

SonoSync™ [1]



Rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania ekosystemem USG

S-Hub [1]

* SonoSync™ to funkcja służąca do udostępniania obrazów, a nie do diagnozowania

Kompleksowa gama głowic



Sonda z przyciskami

• Przypisywanie funkcji • Dla obydwu rąk
• Obsługa bez panelu

Wypukłe

CA1-7SD S-Vue
Położnictwo, jama brzuszna, ginekologia, układ mięśniowo-szkieletowy, pediatria, klatka piersiowa, układ naczyniowy, urologia, nagłe wypadki



CA2-8AD
Położnictwo, jama brzuszna, ginekologia, układ mięśniowo-szkieletowy, pediatria, układ naczyniowy, urologia, nagłe wypadki



Liniowe

LA2-16Sc Button S-Vue
Jama brzuszna, układ mięśniowo-szkieletowy, małe narządy, układ naczyniowy, pediatria, nagłe wypadki



LA3-16ADc Button
Jama brzuszna, układ mięśniowo-szkieletowy, małe narządy, układ naczyniowy, pediatria, nagłe wypadki



LA2 -16S S-Vue
Jama brzuszna, układ mięśniowo-szkieletowy, małe narządy, układ naczyniowy, pediatria, nagłe wypadki



LA3-16AD
Jama brzuszna, układ mięśniowo-szkieletowy, małe narządy, układ naczyniowy, pediatria, nagłe wypadki



LA3-22AI
Układ mięśniowo-szkieletowy, USG śródoperacyjna, dermatologia



L3-22
Układ mięśniowo-szkieletowy, małe narządy, układ naczyniowy, pediatria, dermatologia



LA2-9SD S-Vue
Jama brzuszna, układ mięśniowo-szkieletowy, małe narządy, klatka piersiowa, układ naczyniowy, pediatria, nagłe wypadki



Fazowe

PA1-5AED
Jama brzuszna, serce, przezczaszkowa USG dopplerowska, pediatria, układ naczyniowy, klatka piersiowa, nagłe wypadki



PA2-9S S-Vue
Jama brzuszna, serce, przezczaszkowa USG dopplerowska, pediatria, układ naczyniowy

PA3-15S S-Vue
Jama brzuszna, serce, przezczaszkowa USG dopplerowska, pediatria, układ naczyniowy



TEE

MMPT3-7
Serce



TA2-9
Serce



CW

CW6.0
Serce, naczynia, przezczaszkowa USG dopplerowska



DP2B
Serce, naczynia, przezczaszkowa USG dopplerowska



SAMSUNG MEDISON CO., LTD.

© 2026 Samsung Medison. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Samsung Medison zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, opakowaniach, specyfikacjach i funkcjach opisanych w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań.

* Opisany produkt, funkcje, opcje i głowice mogą nie być dostępne na rynkach w niektórych krajach.
* Sprzedaż i wysyłka są możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
* Opisany produkt jest wyrobem medycznym - przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

1. Funkcja opcjonalna, która może wymagać dodatkowego zakupu.

CT-EVO QI0-CE-20260203-EN